

Gants de toilette aqua



LA TOILETTE SANS RINÇAGE

Le Gant de toilette **aqua**[®] est composé d'un non-tissé « gaufré » très résistant et ultra-doux (90 g/m², 40% viscose), imbibé d'une lotion lavante sans rinçage et protectrice, sans alcool ni savon, testée dermatologiquement et hypoallergénique.



Le gant du patient

Le gant de toilette personnel du patient est parfois l'objet le plus contaminé de la chambre.



Le gant à usage unique sec

Son utilisation se généralise. Elle impose un protocole contraignant : cuvette, broc, serviette, et coûteux : entretien / décontamination

**1 GANT
=
1 DOUCHE**



**1 gant aqua[®]
=
1 gant du patient
ou gant à usage unique**

- + 1 serviette + 1 cuvette**
- + 1 broc + eau + savon**
- + décontamination du matériel**
- + 10 mn de temps de travail**

Le gant pré-imbibé **aqua**[®] permet une toilette complète sans savon, sans rinçage, sans séchage, sans utilisation d'eau ni d'accessoires.